

Homogeneizador/dispersor MDT-125

Procedência
Suíça

- Processamento de volumes de **0.1ml a 300ml**
- velocidade de 0 a 25.000rpm
- compatível com elementos dispersores de 5, 7 e 12mm
- baixo nível de ruído
- potência: 100W
- alimentação: 230V
- classe de proteção: DIN IP-20



Tudo que seu
laboratório precisa,
além de **você.**

Campinas - São Paulo:
(19) 3733.3800
Bahia - Nordeste:
(71) 3634.5850
Rio Grande do Sul:
(51) 3347.6843